

ALICATES OrthoMundi PARA ALINHADORES



PRATICIDADE, PRECISÃO e AUTONOMIA

*na confecção das **PLACAS PARA ALINHADORES.***

Product Guide

Os **Alicates OrthoMundi para Alinhadores** permitem a realização de ajustes e movimentações específicas no momento da confecção da placa, instalação, adaptação ou durante o tratamento.



Precisão clínica

Firmeza total na manipulação.



Durabilidade

Fabricados com aço japonês AISI-420J1.



Economia de tempo

Ajustes realizados diretamente no alinhador durante a consulta clínica.



Performance

Qualidade superior no acabamento das alterações realizadas nos alinhadores.



Estabilidade

O encaixe Rivet Joint aumenta a superfície de contato das hastes e assegura que elas se mantenham alinhadas por muito mais tempo.



Qualidade

Todos os instrumentos passam por diferentes testes e controles de qualidade rigorosos para garantir que você receba um produto livre de defeitos e em perfeito funcionamento.

Alicate OrthoMundi para Alinhadores Entalhe Vertical / Rotação

Este alicate cria um entalhe vertical nos alinhadores, formando ponto de pressão retangular vertical, ideal para movimentos de rotação.



VANTAGEM

Facilidade de uso. **Apenas posicionar o alicate no local desejado e pressionar para obter o ponto de pressão.**



DICA DE USO

Além do ponto para rotação, pode-se aplicar força de pressão na região interproximal para retenção da placa. Pode ser feito na mesial e na distal do 1º molar, ou entre os pré molares se for necessário uma retenção ainda maior.



Alicate OrthoMundi para Alinhadores Entalhe Horizontal / Torque

Este alicate cria um entalhe horizontal nos alinhadores, formando ponto de pressão para fazer um torque.



VANTAGEM

Para o torque, apenas posicionar o alicate no local desejado e pressionar para obter o ponto de pressão.



DICA DE USO

Pode ser feito um ponto de aplicação de força para incisivos inferiores com descontrolado de torque, com raiz mais para vestibular, ou retração de gengiva.



CA-06

Alicate OrthoMundi para Alinhadores Cortador Gota / Elástico

O alicate foi desenvolvido para adaptação de elástico de Classe II, Classe III ou elásticos para tracionamento de dentes. Ele faz o corte no alinhador em formato de gota, que permite melhor adaptação do elástico devido ao ponto de fixação.



VANTAGEM

Corte perfeito sem deixar rebarbas, sem necessidade de usar broca, tesoura ou disco de feltro.



Assista ao vídeo!



DICA DE USO

Mecânica sagital, tracionamento de dentes cruzados e inclusos.



CA-07

Alicate OrthoMundi para Alinhadores Cortador Meia Lua / Botão

O alicate foi desenvolvido para cortar o alinhador em formato de meia-lua, para obter mais espaço ao colar botões ou acessórios.



VANTAGEM

Corte perfeito sem deixar rebarbas, sem necessidade de usar broca, tesoura ou disco de feltro.



Assista ao vídeo!



DICA DE USO

Para colagem de botões de tracionamento/extrusão de dentes e botões para ancorar elásticos sagitais.



CA-08

Removedor de Alinhador



190

VANTAGEM



Produto exclusivo para remover alinhadores, composto de material de alta resistência e durabilidade comprovada, facilitando a esterilização em água fervente.



Formador de Cilindro
CP-01

Formador de Slot
CP-02

Formador de Retenção
CP-03

Formador de Pontos de Ativação
CP-04

CONHEÇA TAMBÉM



2 ANOS DE GARANTIA

Produtos Certificados:    

