


OrthoMundi
PARA
ALINHADORES



OrthoMundi

MemoryTrack®

Placa para Alinhadores



**TECNOLOGIA
RESISTÊNCIA
MÁXIMA ESTÉTICA**



Qualidade Comprovada: Tecnologia avançada com inovador PETG modificado com aditivo exclusivo, que impede a absorção de umidade.



Resistente e Confiável: Material com alta ductilidade. Não fratura mediante às forças aplicadas durante o tratamento.



Versatilidade: Dureza para exercer as forças necessárias para a movimentação ortodôntica e permanecer fixa na boca. Maleabilidade para proporcionar conforto ao paciente.



Invisível: Alto índice de transparência e elevada resistência à pigmentação.



Segurança: Matéria-prima 100% pura, sem resíduos ou materiais reciclados, com certificação para uso médico-odontológico.



Resistência ao Estresse: Excelente memória de forma para manter a retenção e fornecer pressão constante durante todo o tratamento.



Precisão: Espessura constante, sem variações, aumentando o controle do resultado final.



O **Bisfenol A** é uma substância química orgânica - que apresenta efeitos nocivos à saúde - e constitui a unidade básica de polímeros e revestimentos de alto desempenho. As Placas para Alinhadores MemoryTrack® são livres dessa substância, assegurando o melhor para o doutor e o paciente.

MemoryTrack®

Placa para Alinhadores

Disponível em 2 opções de Embalagem



Compre online



Fale com um consultor

Embalagem

ECONOMY

Formato: Redonda
com diâmetro 125mm

Espessura	Quantidade
0,50 mm	40 un
0,63 mm	30 un
0,75 mm	30 un
0,85 mm	25 un
1,00 mm	20 un
1,50 mm	15 un

Embalagem

STARTER

Formato: Redonda
com diâmetro 125mm

Espessura	Quantidade
0,50 mm	10 un
0,63 mm	10 un
0,75 mm	10 un
0,85 mm	10 un
1,00 mm	10 un
1,50 mm	5 un



Compre online



Fale com um consultor

Assista ao vídeo e confira as Dicas de Uso para produzir alinhadores com as Placas MemoryTrack®





ALICATES PARA ALINHADORES

Os 8 modelos dos alicates para alinhadores OrthoMundi auxiliam os profissionais a atingir o máximo resultado da técnica, permitindo a realização de ajustes e movimentações específicas, tanto no momento da confecção da placa, instalação, adaptação ou durante o tratamento.



Precisão Clínica: Firmeza total na manipulação.



Durabilidade: Fabricados com aço japonês AISI-420J1.



Economia de Tempo: Ajustes realizados diretamente no alinhador durante a consulta clínica.




Performance: Qualidade superior no acabamento das alterações realizadas nos alinhadores.



Controle Total: Parafuso limitador de profundidade facilita a utilização e garante a uniformidade nas ações realizadas.

Alicate Formador de Entalhe Vertical para Rotação



Cria um entalhe vertical nos alinhadores, formando um ponto de pressão, **ideal para movimentos de rotação.**



Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Encaixe Rivet Joint



CA-05



Compre online



Fale com um consultor

Alicate Formador de Entalhe Horizontal para Torque



Cria um entalhe retangular horizontal, **ideal para formar um ponto de pressão para torque.**



Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Encaixe Rivet Joint



CA-06



Compre online



Fale com um consultor

Alicate Cortador de Gota para Elástico



Cria um corte no alinhador em formato de gota, que permite **melhor adaptação de elástico devido ao ponto de fixação**. Oferece acabamento impecável.



Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Encaixe Rivet Joint



CA-07



Compre online



Fale com um consultor

Alicate Cortador de Meia Lua para Botão



Cria um corte no alinhador em formato de meia lua, proporcionando **mais espaço para encaixe de botões e acessórios**. Oferece excelente acabamento.



Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Encaixe Rivet Joint



CA-08



Compre online



Fale com um consultor

Alicate Formador de Cilindro para Botão



Executa a primeira etapa da formação do botão e **deve ser utilizado em conjunto com o Alicate Formador de Slot**.



Assista ao vídeo!

Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Contém parafuso para regulagem de profundidade



TP-01



Compre online



Fale com um consultor

Alicate Formador de Slot para Botão



Executa a segunda etapa da formação do botão, e **deve ser utilizado em conjunto com o Alicate Formador de Cilindro**.



Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Contém parafuso para regulagem de profundidade



TP-02



Compre online



Fale com um consultor

Alicate Formador de Retenção



Forma pontos de retenção, que **aumentam a estabilidade do alinhador** na boca do paciente.



Assista ao vídeo!

Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Contém parafuso para regulagem de profundidade



TP-03



Compre online



Fale com um consultor

Alicate Formador de Pontos de Ativação



Realiza movimentos de rotação, torque, vestibular e lingual. Garantindo **menos amarração e mais conforto**.



Assista o vídeo para conferir as Dicas de Uso.



Qualidade OrthoMundi



Contém parafuso para regulagem de profundidade



TP-04



Compre online



Fale com um consultor

Tesoura Curva para Alinhadores

Desenvolvida especificamente para corte de placas, **garante um acabamento liso e sem rebarbas.**



Robustez: Mais robusta do que as tesouras comuns, oferece maior precisão e segurança na manipulação.



Eficácia: Sua ponta curvada possui angulação, que permite maior alcance para o acabamento dos alinhadores.



Resistência: Fabricada em aço, suporta altas temperaturas do autoclave.



Qualidade OrthoMundi: Garantia e segurança para você e seus pacientes acima de tudo.



Compre online



Fale com um consultor

Removedor de Alinhador

Sua ponta de gancho permite **encaixe seguro e preciso, sem escapar.**



Economia de Tempo: Remove os alinhadores rapidamente, mesmo com attachments e acessórios.



Conforto: Proporciona uma remoção fácil e sem incômodo para o paciente.



Resistência: Fabricado em peça única, em metal, suporta higienização em água quente ou no autoclave.



Qualidade OrthoMundi: Garantia e segurança para você e seus pacientes acima de tudo.



SB-190



Compre online



Fale com um consultor



Pastilhas de limpeza e
higienização para todos
os tipos de aparelhos
odontológicos móveis.



MATA 99%
DAS BACTÉRIAS
E DOS FUNGOS

ELIMINA
MANCHAS
E PLACAS

+RÁPIDO
+EFICAZ

APROVADO POR
CIRURGIÕES DENTISTAS
CONFIRA!



Display com
5 caixas

Caixa com
30 pastilhas

O Aparelho + Clean está disponível em display
com 5 caixas ou em caixa com 30 pastilhas
embaladas individualmente.



Compre online



Fale com um
consultor

INSTRUÇÕES DE USO



Adicione 1 pastilha em um copo
de água morna.



Coloque o aparelho na solução
efervescente.



Deixe o aparelho de molho de 15
a 20 minutos.



Enxágue o aparelho em água
corrente.



Seque e guarde-o. Use a pastilha
no mínimo duas vezes por
semana para limpar seu aparelho.

Botão Cerâmico



Cerâmica polida
**garante maior
estética e resistência**
em comparação ao
policarbonato.



Compre online



Fale com um
consultor

Caixa Concha



11 cores



Estética: Com embalagem de cores variadas ou apenas uma cor, supre a preferência de qualquer paciente.



Discreto: Compacto e sutil, garante discrição para o paciente.



Funcionalidade: Design especial, grande por dentro e pequena por fora, a Caixa Concha é mais alta somente onde é necessário.



Praticidade: Fácil de guardar, cabe no bolso e não ocupa muito espaço.



Qualidade OrthoMundi: Longa vida útil. Com fecho e dobradiça resistentes.



Compre online



Fale com um consultor

OrthoMundi

Esses e muitos outros
produtos você encontra em

www.orthomundi.com.br

ou fale com seu consultor pelo
telefone ou WhatsApp

0800 510 3001