


Resistência

Design projetado para reduzir possibilidade de fratura.

Discrição

Fabricado em óxido de alumínio policristalino 99,9% que proporciona transparência e resistência à pigmentação.



Mecânica Eficiente

Slot super polido para permitir deslize eficiente e baixa fricção.

Colagem Segura

Base com sulcos retentivos possibilita excelente capacidade retentiva e facilidade na remoção.

Confiança – A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) produz um bráquete confiável, resistente e confortável.

Precisão – Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis asseguram a performance clínica que o profissional precisa.

Confortável – Perfil baixo, dimensões reduzidas e contornos arredondados para maior conforto. Os ganchos se adaptam a mucosa e oferecem segurança para aplicação de elásticos e acessórios.

Eficácia clínica – Desempenho próximo ao bráquete metálico convencional com livre movimentação do arco mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos.

Remoção previsível – Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade comprovada – Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

EleganPro OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição Roth 0,022"

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Torque | -7° | -7° | -2° | 8° | 12° | 12° | 8° | -2° | -7° | -7° |
| Ângulo | 0° | 0° | 10° | 9° | 5° | 5° | 9° | 10° | 0° | 0° |
| Largura (mm) | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,00 | 3,22 | 3,22 | 3,00 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| In/Out (mm) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Reposição S/Gch | - | - | - | 1-1602-012 | 1-1602-011 | 1-1602-021 | 1-1602-022 | - | - | - |
| Reposição C/Gch | 1-1602-064 | 1-1602-064 | 1-1602-063 | - | - | - | - | 1-1602-073 | 1-1602-074 | 1-1602-074 |
| MAXILAR | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| MANDIBULAR | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Torque | -22° | -17° | -11° | -1° | -1° | -1° | -1° | -11° | -17° | -22° |
| Ângulo | 0° | 0° | 7° | 0° | 0° | 0° | 0° | 7° | 0° | 0° |
| Largura (mm) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| In/Out (mm) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Reposição S/Gch | - | - | - | 1-1602-031 | 1-1602-031 | 1-1602-031 | 1-1602-031 | - | - | - |
| Reposição C/Gch | 1-1602-095 | 1-1602-094 | 1-1602-093 | - | - | - | - | 1-1602-083 | 1-1602-084 | 1-1602-085 |

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1602-121
10 Casos Gch C/P 1-1602-123

EleganPro OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição MBT 0,022"

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Torque | -7° | -7° | -2° | 8° | 12° | 12° | 8° | -2° | -7° | -7° |
| Ângulo | 0° | 0° | 10° | 9° | 5° | 5° | 9° | 10° | 0° | 0° |
| Largura (mm) | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,00 | 3,22 | 3,22 | 3,00 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| In/Out (mm) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Reposição S/Gch | - | - | - | 1-1602-012 | 1-1602-011 | 1-1602-021 | 1-1602-022 | - | - | - |
| Reposição C/Gch | 1-1602-064 | 1-1602-064 | 1-1602-063 | - | - | - | - | 1-1602-073 | 1-1602-074 | 1-1602-074 |
| MAXILAR | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| MANDIBULAR | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Torque | -22° | -17° | -11° | -1° | -1° | -1° | -1° | -11° | -17° | -22° |
| Ângulo | 0° | 0° | 7° | 0° | 0° | 0° | 0° | 7° | 0° | 0° |
| Largura (mm) | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| In/Out (mm) | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Reposição S/Gch | - | - | - | 1-1602-031 | 1-1602-031 | 1-1602-031 | 1-1602-031 | - | - | - |
| Reposição C/Gch | 1-1602-095 | 1-1602-094 | 1-1602-093 | - | - | - | - | 1-1602-083 | 1-1602-084 | 1-1602-085 |

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1602-121
10 Casos Gch C/P 1-1602-123



Produto Certificado:

