

OrthoMundi



ALICATES OrthoMundi PARA ALINHADORES




Permite a realização de ajustes e movimentações específicas, tanto no momento da confecção da placa, instalação, adaptação ou durante o tratamento

Você quer fazer um botão?

Alicate Formador de Cilindro



Alicate Formador de Slot



Extrusão



Botões para terapia miofuncional

Nota: Aqueça o alicate imergindo-o em qualquer recipiente com água quente (de 50 a 100 °C) por 5 a 10 segundos.

O seu alinhador está instável?

Utilizando o alicate de retenção, é possível fazer protuberâncias (como ganchos Adams) para aumentar a estabilidade.


Alicate Formador de Retenção



Você quer maximizar o controle dos movimentos de seus alinhadores?

Utilizando o alicate formador de pontos de ativação você pode fazer movimentos de rotação, torque, vestibular e lingual. Menos amarração, mais conforto.

Alicate Formador de Pontos de Ativação



OrthoMundi



Mais praticidade para você!

- **Precisão clínica:** Firmeza total na manipulação.
- **Durabilidade:** Fabricados com aço japonês AISI-420J1.
- **Economia de tempo:** Ajustes realizados diretamente no alinhador durante a consulta clínica.
- **Performance:** Qualidade superior no acabamento das alterações realizadas nos alinhadores.
- **Controle total:** Parafuso limitador de profundidade facilita a utilização e garante a uniformidade nas ações realizadas.



Formador
de Cilindro

CP-01

Formador
de Slot

CP-02

Formador
de Retenção

CP-03

Formador de
Pontos de Ativação

CP-04



Acesse o
encarte online.

**Garantia
de 2 anos**

Produtos Certificados:    



☎ 0800 510 3001 📞 4007 2460

🛒 orthomundishop.com.br

📧 myobracebrasil.com.br

📷 [@orthomundi](https://www.instagram.com/orthomundi)

✉ @atendimento@orthomundi.com.br

📺 [youtube.com/orthomundi](https://www.youtube.com/orthomundi)