


CLEVER

Cerâmico Autoligado Interativo

TECNOLOGIA RESISTENTE E DISCRETA, ISSO É CLEVER



Estética Absoluta: Produzido em cerâmica de óxido de alumínio policristalina, sua aparência translúcida adapta-se a diversas tonalidades de esmaltes dentários, sendo imune à pigmentação. O polimento extra proporciona mais brilho, enquanto o clip fosco mantém-se discreto, maximizando sua estética invisível.

Retenção Garantida: Base jateada com tecnologia exclusiva para garantir maior capacidade retentiva, adesão confiável e facilidade de remoção, evitando danos à superfície do esmalte.

Tecnologia de Ponta: A inovadora técnica CIM (Ceramic Injection Molding) é a tecnologia por trás da produção de um bráquete cerâmico mais resistente. O sistema autoligado interativo proporciona agilidade ao tratamento ortodôntico, otimizando o procedimento de remoção e inserção dos arcos e dispensando o uso de ligaduras elásticas.

Mecanismo Confiável: Desenvolvido para redução da possibilidade de fratura, o design do clip oferece maior controle rotacional e redução significativa do atrito. Seu sistema de travas evita a abertura involuntária durante o tratamento, ainda que possua acionamento simplificado, garantindo segurança ao paciente.

Design Inteligente: Distância interbráquetes e tamanhos méso distal e cérvico-oclusal ideais. A base com curvatura garante melhor adaptação e máxima performance, transmitindo efetivamente a ativação programada. Medidas de torque, slot, ângulo e in-out precisas. Ganchos esféricos e cantos arredondados que proporcionam conforto absoluto durante o tratamento.

Qualidade Superior: Livre movimentação do arco mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos, resistindo às deformações mecânicas do início ao fim do tratamento.

Desempenho Econômico: Maiores intervalos entre consultas, diminuição do tempo de cadeira e melhor aproveitamento do dia a dia do profissional.

TECNOLOGIA RESISTENTE E DISCRETA ISSO É CLEVER



CLEVER
Cerâmico Autoligado Interativo

CLEVER OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Autoligado Interativo Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,10	3,10	3,10	2,80	3,10	3,10	2,80	3,10	3,10	3,10
In/Out (mm)	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,20	1,10	1,10	1,10
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1001-012	1-1802-011	1-1802-021	1-1802-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1802-064	1-1802-064	1-1802-063	-	-	-	-	1-1802-073	1-1802-074	1-1002-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	3,10	3,10	3,10	2,80	2,80	2,80	2,80	3,10	3,10	3,10
In/Out (mm)	1,10	1,10	1,10	1,20	1,10	1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1802-031	1-1802-031	1-1802-031	1-1802-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1802-094	1-1802-094	1-1002-093	-	-	-	-	1-1802-083	1-1802-084	1-1802-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1802-121

Reposições: pacote com 1 unidade.



100% Cerâmico
Não possui polímero
em sua composição.



Para bráquetes
autoligados passivos

Para a abertura e fechamento do clip do bráquete da forma correta, utilize o **Instrumento para Bráquete Autoligado Passivo e Interativo - OrthoMundi**.

Para bráquetes
autoligados interativos

Produto Certificado:



OrthoMundi