TUBOS OrthoMundi

PRECISÃO, RETENÇÃO, CONFORTO E RESISTÊNCIA



2 Adaptação máxima

Formato da base e entalhe oclusal garantem ajuste perfeito ao dente ou banda, facilidade no posicionamento e aumento da retenção.





Rigor nas prescrições para garantir direcionamento previsível dos molares.



Retenção confiável

Os tubos de colagem tem base larga com malha de 80 micra para retenção ideal.



(c) Conforto

Design anatômico com superfícies arredondadas e perfil baixo asseguram boa adaptação ao tecido mole.



⇔ Flexibilidade

Modelos com tampa conversível que permite ao tubo atuar também como bráquete de acordo com a necessidade clínica.



TUBOS OrthoMundi

Tubos OrthoMundi

Prescrição Roth 0,022"

Tubo Simples Roth 022 OrthoMundi								
Uso		Torque	Distal	Comp.	Colagem	Soldagem		
Companies	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-110	1-2002-110		
Superior	Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-120	1-2002-120		
Inferior	Direito	-30°	4°	3,8mm	1-2102-140	1-2002-140		
	Esquerdo	-30°	4°	3,8mm	1-2102-130	1-2002-130		

	Tubo Duplo Roth 022 Conversível OrthoMundi									
	Uso		Torque	Distal	Comp.	Colagem	Soldagem			
	Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-216	1-2002-216			
		Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-226	1-2002-226			
	Inferior	Direito	-30°	4°	3,8mm	1-2102-246	1-2002-246			
		Esquerdo	-30°	4°	3,8mm	1-2102-236	1-2002-236			

Tubo Triplo Roth 022 Conversível OrthoMundi								
Uso		Torque	Distal	Comp.	Colagem	Soldagem		
Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2102-316	1-2002-316		
	Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2102-326	1-2002-326		

Tubos OrthoMundi

Prescrição MBT 0,022"

Tubo Simples MBT 022 Conversível OrthoMundi								
Uso		Torque	Distal	Comp.	Colagem	Soldagem		
Companion	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-110	1-2012-110		
Superior	Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-120	1-2012-120		
Inferior	Direito	-20°	0°	3,8mm	1-2112-140	1-2012-140		
	Esquerdo	-20°	0°	3,8mm	1-2112-130	1-2012-130		

Tubo Duplo MBT 022 Conversível OrthoMundi								
Uso		Torque	Distal	Comp.	Colagem	Soldagem		
Communication	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-216	1-2012-216		
Superior	Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-226	1-2012-226		
Inferior	Direito	-20°	0°	3,8mm	1-2112-246	1-2012-246		
iniciloi	Esquerdo	-20°	0°	3,8mm	1-2112-236	1-2012-236		

Tubo Triplo MBT 022 Conversível OrthoMundi								
Uso		Torque	Distal	Comp.	Colagem	Soldagem		
Superior	Direito	-14°	10°	3,8mm	1-2112-316	1-2012-316		
Superior	Esquerdo	-14°	10°	3,8mm	1-2112-326	1-2012-326		









triplo





