

POR QUE O SMART?

Bráquete Metálico Autoligado Interativo SMART



por
Thalita
Galassi

SMART

O SISTEMA AUTOLIGADO É BASEADO EM 8 PILARES:

- 1 Diagnóstico e planejamento;
- 2 Protocolos de tratamento;
- 3 Bráquete com sistema de porta;
- 4 Arcos termoativados;
- 5 Colagem individualizada;
- 6 Build-ups ou levantamento oclusal;
- 7 Aplicação dos stops;
- 8 Protocolo diferenciado em elásticos intermaxilares e molas e nas trocas de arcos.



SMART

DOS BRÁQUETES AUTOLIGADOS METÁLICOS, RECOMENDO O SMART, POR APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE* COM ALTA QUALIDADE, CONTRIBUINDO COM O ADEQUADO DESEMPENHO CLÍNICO DURANTE O TODO O TRATAMENTO ORTODÔNTICO:

- ◆ Base anatômica facilitando a colagem, remoção de excessos e adesão sem gaps.
- ◆ Ganchos em caninos e pré-molares facilitando a mecânica com elásticos.
- ◆ Formato arredondado e menor, propiciando conforto e higiene do paciente.
- ◆ Desenho das aletas que permite aplicação de ligaduras elastoméricas.
- ◆ Porta resistente, com facilidade de abertura e fechamento ao longo de todo o tratamento.

Para favorecer o desempenho clínico do sistema autoligado, recomendo a essencial associação dos arcos de copper NiTi 35°, elásticos intermaxilares e a resina para levantamento oclusal.




SMART

CARACTERÍSTICAS DE DESTAQUE*

Base anatômica facilitando a colagem, remoção de excessos e adesão sem gaps.

Ganchos em caninos e pré-molares facilitando a mecânica com elásticos.



Desenho das aletas que permite aplicação de ligaduras elastoméricas.

Porta resistente, com facilidade de abertura e fechamento ao longo de todo o tratamento e em formato em T, propiciando o controle rotacional.

Formato arredondado e menor, propiciando conforto e higiene do paciente.

Sistema Autoligado Interativo

Características de destaque:

Embalados
individualmente;

Já vem com stops;

Fio termoativado
com composição
de cobre.



**Arcos Copper
NiTi 35°**

Devido à incorporação de cobre,
apresenta propriedades termoativas mais
definidas, permitindo a obtenção de um
sistema ótimo de forças, com controle mais
acentuado do movimento dentário.

Sistema Autoligado Interativo

Sequência Sugerida:

.014" CuNiTi

.018" CuNiTi

.014"x.025" CuNiTi

.017"x.025" CuNiTi

.019"x.025" TiMo
Titânio Molibdênio



Arcos
Copper
NiTi 35°

TiMo

Sistema Autoligado Interativo

Recomendação
adicional ao
sistema.

Resinas para
Build-ups



Elásticos
Intermaxilares

Sistema Autoligado Interativo

Sequência Sugerida:

Conhecer materiais de qualidade,
contribuirão com nosso desempenho clínico.

IMPORTANTE:

O sistema autoligado é um conjunto de protocolos e não apenas o bráquete em si. O desempenho do tratamento ortodôntico, bem como resultados, dependem do preparo e conhecimento do profissional e da colaboração do paciente.

“ Eu indico o SMART pelas suas características de destaque* dentre os bráquetes metálicos com sistema de portas. Certamente superior em muitos sentidos. ”



Thalita
Galassi

OrthoMundi



 orthomundishop.com.br

 0800 510 3001

 4007 2460