


Inovador

Acompanha posicionador para facilitar a colagem do bráquete na altura ideal para o tratamento.

Maior retenção

Base com 5 sulcos retentivos proporciona maior resistência a forças de cisalhamento e menor índice de resina remanescente no esmalte após descolagem.



Resistência

Design projetado para reduzir possibilidade de fratura.

Máxima Estética

cerâmica avançada promove transparência e resistência à pigmentação similar ao Safira, com excelente resultado estético em dentes de variadas tonalidades, durante todo o tratamento.

Mecânica Eficiente - Slot super polido para permitir deslize eficiente e baixa fricção.

Confiança - A moderna tecnologia de injeção CIM (Ceramic Injection Molding) e 99,9% em óxido de alumínio policristalino produzem um bráquete confiável, resistente e confortável.

Precisão - Medidas de torque, slot, ângulo e in-out confiáveis asseguram a performance clínica que o profissional precisa.

Confortável - Perfil baixo, dimensões reduzidas e contornos arredondados para maior conforto. Os ganchos se adaptam a mucosa e oferecem segurança para aplicação de elásticos e acessórios.

Remoção previsível - Retenção mecânica desenvolvida para evitar danos à superfície do esmalte durante a remoção.

Qualidade comprovada - Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Posicionador de uso único, não reutilizável.

Produto Certificado:



EleganPro Positioner OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição Roth 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,22	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,22
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-012	1-1602-011	1-1602-021	1-1602-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-064	1-1602-064	1-1602-063	-	-	-	-	1-1602-073	1-1602-074	1-1602-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	3,24	3,24	3,24	2,82	2,82	2,82	2,82	3,24	3,24	3,24
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-095	1-1602-094	1-1602-093	-	-	-	-	1-1602-083	1-1602-084	1-1602-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1605-121

EleganPro Positioner OrthoMundi

Bráquete Cerâmico Prescrição MBT 0,022"

Torque	-7°	-7°	-2°	8°	12°	12°	8°	-2°	-7°	-7°
Ângulo	0°	0°	10°	9°	5°	5°	9°	10°	0°	0°
Largura (mm)	3,22	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,00	3,22	3,22	3,22
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-012	1-1602-011	1-1602-021	1-1602-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-064	1-1602-064	1-1602-063	-	-	-	-	1-1602-073	1-1602-074	1-1602-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ângulo	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
Largura (mm)	3,24	3,24	3,24	2,82	2,82	2,82	2,82	3,24	3,24	3,24
In/Out (mm)	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	1-1602-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1602-095	1-1602-094	1-1602-093	-	-	-	-	1-1602-083	1-1602-084	1-1602-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1615-121

