


Liberdade, tecnologia e versatilidade
para seus tratamentos

Versátil

Possui canaletas verticais e horizontais fechadas para a colocação de ganchos, acessórios e molas.

Maior liberdade

Altura do bráquete otimizada para exigir menos levante de mordida, mas ainda assim, permitir a colocação de ligaduras e acessórios sob as aletas.



Design aprovado

Clip com design similar à marca líder de mercado em qualidade garante estabilidade, durabilidade e amplo espaço livre para o fio.

Mecânica ideal

Disponível em três prescrições: Standard (S), Low Torque (LT) e High Torque (HT), com reposições unitárias.

Multifuncional - O espaço abaixo das aletas permite o uso de ligaduras e outros auxiliares caso haja necessidade de ativação durante o tratamento.

Retenção eficiente - A base anatômica jateada de 80 micra proporciona adesão confiável. O número do dente gravado a laser na base facilita a identificação e colagem.


Resistência superior - A fabricação em aço 17-4 PH por injeção metálica de alta precisão assegura exatidão nas medidas e altíssima rigidez.

Máximo conforto - Tamanho otimizado e perfil baixo, com ganchos esféricos. Cantos suaves e arredondados. Conforto e estética para o paciente.

Segurança - Possui uma trava na abertura e fechamento que impede que o clip caia ou se abra involuntariamente. Mais segurança para o paciente e para o ortodontista.

Fácil manuseio

Para abrir e fechar o clip com qualquer instrumental



Acabamento perfeito - Slot de extremidades arredondadas para menor binding e notching. Polimento extra para brilho e estética.

Desempenho - A avançada tecnologia de autoligadura passiva com mecânica de baixo atrito associada ao uso de fios de qualidade superior como o Copper NiTi OrthoMundi, reduz o tempo de tratamento clínico e facilita a troca do arco com um maior intervalo entre as consultas, o que diminui o tempo de cadeira e melhora do aproveitamento do dia a dia do profissional.

Qualidade comprovada - Segurança de que está usando o melhor em seu consultório.

Thomas OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição Standard 0,022"

Torque	-6°	-6°	-3°	12°	14°	14°	12°	-3°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,05	0,85	0,85	1,05	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-012	1-1552-011	1-1552-021	1-1552-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1532-063	-	-	-	-	1-1532-073	1-1552-074	1-1552-074

MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Torque	-21°	-16°	-3°	-5°	-5°	-5°	-5°	-3°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,85	1,05	1,05	1,05	1,05	0,85	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1532-093	-	-	-	-	1-1532-083	1-1552-084	1-1552-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1532-121

Reposições: pacote com
1 unidade.



Thomas OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição Low Torque 0,022"

Torque	-6°	-6°	-8°	12°	14°	14°	12°	-8°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,80	1,05	0,85	0,85	1,05	0,80	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-012	1-1552-011	1-1552-021	1-1552-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1552-063	-	-	-	-	1-1552-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	0°	-5°	-5°	-5°	-5°	0°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	1-1552-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1552-093	-	-	-	-	1-1552-083	1-1552-084	1-1552-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1522-121

Thomas OrthoMundi

Bráquete Metálico Autoligado Passivo Prescrição High Torque 0,022"

Torque	-6°	-6°	11°	17°	19°	19°	17°	11°	-6°	-6°
Ângulo	2°	2°	7°	6°	4°	4°	6°	7°	2°	2°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,10	0,90	0,90	1,10	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1542-012	1-1542-011	1-1542-021	1-1542-022	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-014	1-1552-014	1-1542-063	-	-	-	-	1-1542-073	1-1552-074	1-1552-074
MAXILAR	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
MANDIBULAR	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Torque	-21°	-16°	12°	0°	0°	0°	0°	12°	-16°	-21°
Ângulo	6°	6°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	6°	6°
Largura (mm)	3,00	3,00	3,00	2,80	2,80	2,80	2,80	3,00	3,00	3,00
In/Out (mm)	0,85	0,85	0,90	1,05	1,05	1,05	1,05	0,90	0,85	0,85
Reposição S/Gch	-	-	-	1-1542-031	1-1542-031	1-1542-031	1-1542-031	-	-	-
Reposição C/Gch	1-1552-095	1-1552-094	1-1542-093	-	-	-	-	1-1542-083	1-1552-084	1-1552-085

Embalagens

1 Caso Gch C/P 1-1542-121

Reposições: pacote com
1 unidade.

